




Handleiding Weblims 11

Inhoudsopgave

1. Inloggen	3
2. Weblims dashboard.....	3
3. Aanmaken van nieuwe orders.....	3
3.1 Aanmaken nieuwe (lege) order	4
3.2 Aanmaken van een template	6
3.3 Aanmaken nieuwe order via een template.....	7
3.4 Aanmaken nieuwe order via kopiëren bestaande order	8
Lopende orders bekijken.....	8
Resultaten bekijken	9
Offertes bekijken	10
Bijlage I	11

1. Inloggen

Ga naar nutrilab.weblims.nl en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.



The screenshot shows the Nutrilab login interface. At the top is the Nutrilab logo. Below it is the heading 'Aanmelden'. There are two input fields: 'E-mailadress' and 'Wachtwoord'. The password field has an eye icon to toggle visibility. A link 'Wachtwoord vergeten?' is located below the password field. An orange 'Inloggen' button is positioned to the right. At the bottom left, there is a Microsoft logo.

2. Weblims dashboard

Na inloggen komt u op het dashboard van Weblims. Via dit dashboard kunt u naar de verschillende pagina's binnen Weblims.



Tevens zullen via dit dashboard berichten over, bijvoorbeeld onderhoud aan het systeem, worden gedeeld.

3. Aanmaken van nieuwe orders

Nieuwe orders kunt u op verschillende manieren aanmaken.

- Via een lege order
- Via een template
- Via het kopiëren van een oude order

Via een lege order dient u elke keer opnieuw details van het monster in te vullen en een analyse pakket te selecteren. Als u veel series met vergelijkbare monsters aan gaat leveren, die op standaard analysepakketten geanalyseerd moeten worden, heeft het grote voordelen om te werken met **templates** (model orders). Het is ook mogelijk om een **oude order** te **kopiëren**. U moet dan wel heel zeker zijn dat het gekozen analysepakket en de omschrijvingen correct waren.

Wanneer orders worden ingeboekt via weblims, dan zal u de ordernummers vanuit weblims op de monsters dienen te plaatsen. Enkel de ordernummers die op het laboratorium worden ontvangen, zullen worden ingeboekt.

3.1 Aanmaken nieuwe (lege) order


Ga via de menubalk naar Orders

[Home](#) [Orders](#) [Samples](#) [Results](#) [Quotations](#) [Administration](#)

U krijgt nu de lijst met weblims-orders te zien die op uw account zijn aangemaakt. Om een nieuwe (lege) order aan te maken, klik op **New order**.



U komt nu in het scherm **Create order** waarin u alle gegevens van uw monster kunt invullen in het tabblad **Details**:

A screenshot of the 'Create order' form. The form is divided into several sections with labels like 'Order information', 'Sample information', and 'Transportation'. It contains numerous input fields, dropdown menus, and checkboxes. Some fields are marked with an asterisk (*), indicating they are mandatory. The form is presented in a clean, professional layout with a light grey background.

Een specificatie van alle in te vullen velden kunt u vinden in Bijlage I.

De velden met een ster (*) zijn verplicht.

- Sample description
- Sector
- Category
- Material
- Aspect
- Sample date
- Sample time
- Package (of sample)
- Transport
- Perishability
- Safety Code

Als u de gegevens heeft ingevuld kun u deze opslaan met **Save**:

New order

< BACK
SAVE

Ga vervolgens naar het tabblad **Tests Selection** om de analyses selecteren die uitgevoerd moeten worden op het monster:

DETAILS
TESTS SELECTION

Aan de linkerkant ziet u de testpakketten waaruit u kunt kiezen (Available Tests). Deze kunt u uitklappen om per testpakket alle individuele analyses te zien. Dit zijn de testen waarvoor u een prijs in een offerte heeft staan.

DETAILS TESTS SELECTION
ADD TESTS >>
<< REMOVE TESTS
Added tests

Available tests

Name: Tz Notes

- > Selection: 2020-13
- > Lichte orijden
- > Pakket 1
- > Pakket 2

Test Code	Test Name	Notes
0	Sample preparation Chem.	
9750	Sample disposal costs	
9940	Mycotoxins screening (LC-MS/MS)	
9990	Aflatoxin B1	

Testpackage Tz Notes

No selected tests

U kunt het pakket in zijn geheel aan de order toevoegen of een selectie analyses uit dit pakket.

DETAILS TESTS SELECTION
ADD TESTS >>


Available tests



Name: Tz Notes

Test Code	Test Name	Notes
0	Sample preparation Chem.	
121	Crude fat after pre-extraction and hydroly...	
200	Crude ash (550 °C)	
540	Fatty Acid Composition	
9000	Preparation for DNA and allergens	
9750	Sample disposal costs	
9792	Modifying Certificate	
10154	Whole Egg Powder	

Vervolgens drukt u op **Add tests** om deze toe te voegen aan de order. De tests verschijnen in het rechter deel van het scherm (**Added Tests**).

Door te klikken op **Save** slaat u uw keuze op.




Via **Back** gaat u terug naar het overzicht van al uw orders. De orders die u net hebt aangemaakt hebben de status **Stored**. U kunt ze nog steeds wijzigen door op de **Edit** knop  te drukken of ze nog deleten met . Wanneer u zeker bent dat u ze gaat insturen, vinkt u de betreffende orders aan en klikt op **Submit**. Vanaf dat moment kan onze afdeling Acceptatie de monsters inboeken. (Deze stap kan ook direct in de order)




Indien u beschikt over een labelprinter, kunt u op een vergelijkbare manier ook de monsterstickers uitprinten. Selecteer de orders en druk op **Print Labels**.

3.2 Aanmaken van een template

Dit gaat op dezelfde manier als het aanmaken van een gewone (lege) order. Volg de aanwijzingen uit de vorige paragraaf. Maak een volledig order aan inclusief analyses. Klik op save om de order op te slaan. Vervolgens klikt u op de button **Save as template**.




Vul de naam voor het template in en klik op **create template**.



Het template is opgeslagen.

Een lijst van templates is te vinden onder Administration → Order templates. In deze lijst kunnen niet gebruikte templates verwijderd worden.




Client name T	Template Name	Category	Month	Report	Sample Description
Food					
23 FoodLmsTest - GIESSEN	12-4-2021 test	Zuivel (SB)	Jan (Eng)	Jan (Eng)	Test 12-4-2021
34 FoodLmsTest - GIESSEN	testtemplate S20425	Suizen (DE)	Maart (Eng)	Maart (Eng)	Test 29-4-2022
37 FoodLmsTest - GIESSEN	Maandelijkse HACCP controle	Swab (GB)	Swab (Eng)	Swab (Eng)	Test order 1.1.1. Westmhandlief...

3.3 Aanmaken nieuwe order via een template

Onder **Orders**, kiest u **new order**




U komt nu in het scherm **Create order** waarin u alle gegevens van uw monster kunt invullen. Kies rechts bovenin **Apply order template**.




Het template wordt toegepast op de nieuwe order. Vul de specifieke zaken aan voor dit monster, zoals **Sample Description**, **Sample date**, **Sample time etc.**. Eventueel kunnen de testen voor de order nog worden aangepast.

Als u hiermee klaar bent kunt u de order opslaan met **Save**. De order is gereed om naar Nutrilab te sturen. Klik op **submit** om de opdracht naar het laboratorium te sturen. Print een label voor op het monster.



3.4 Aanmaken nieuwe order via kopiëren bestaande order

Onder **Orders** kiest u, uit de lijst met reeds opgeslagen orders, degene die u wilt kopiëren. Klik op het rechtse icoontje voor het ordernummer.



U kunt aangeven hoe vaak u de order wenst te kopiëren. De vervolgstappen zijn gelijk als bij het aanmaken van een nieuwe order via templates.

Lopende orders bekijken

Onder **Samples** kunt u de lopende orders binnen Nutrilab en orders die gereed zijn inzien.

Ga in het hoofdmenu naar **Samples**.



Een selectie van monsters kan gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld folder- of ordernummer, maar ook op basis van PO-nummer, monsteromschrijving en batchnummer.






De verwachte datum dat de resultaten gereed zullen zijn, wordt gecommuniceerd in de kolom 'planned ready date'.






In de datagrid kan op verschillende parameters een zoekopdracht worden uitgevoerd.



Filter	Item Name	PI Number	Project Number	Project Description	Order Number	Website Order No.	Order Sample ID	Sample Description	Sample Date	Request Date	Requested Date
Food	FoodLmsTest		FoodLmsTest de...		N0002199012			Heranalyse Groe...	15-3-2022 16:40	15-3-2022 16:42	15-3-2022 16

Rechts boven de datagrid kan een export van alle data uit een zoekopdracht gemaakt worden, maar de zoekopdracht kan hier ook gereset worden.

Icoon	Omschrijving	Functie
	Exporteer alle gegevens	Exporteer alle gegevens naar een Excel-file
	Kolom kiezer	Sleep niet gebruikte kolommen naar het openstaande witte vlak om zo een overzicht te maken van de data die u in beeld wil hebben.
	Refresh	Ververs alle data onder samples
	Reset filter	Reset alle gemaakte zoekopdrachten.
	Reset grid settings	Reset de grid naar de oorspronkelijke settings. (wanneer kolommen weggesleekt zijn onder kolom kiezer, zullen deze weer in het grid komen te staan)

Resultaten bekijken

Onder **Results** kunt u de historie inzien van analyses die Nutrilab voor u heeft uitgevoerd.






Ga in het hoofdmenu naar **Results**.

 Home
  Orders
  Samples
  **Results**
 Quotations
  Administration

In de datagrid kan op verschillende parameters een zoekopdracht worden uitgevoerd.

<input type="checkbox"/>	Folder Id	Order Number	Year	Workline Order Nu...	Test Group	Client Sample Id	Sample Descrip... ↓	Test Code	Analyte
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B.v. op Folder ID:

Folder Id	Test Code	Analyte	Res
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N00002231	200	Ruw As	1,2
N00002231	731	Aeroob mesofiel ...	< 1

En/of op analysecode:\



Folder Id	Test Code	Analyte	Re
🔍 2231	🔍 731	🔍	🔍
N00002231	731	Aerob mesofiel ...	< 1
N00002231	731	Aerob mesofiel ...	10



Om de selectie te exporteren naar excel, klik op:

Offertes bekijken

Onder **Quotations** kunt u de lopende offertes die u heeft binnen Nutrilab.

Ga in het hoofdmenu naar **Quotations**.



Uw verschillende offertes zijn hier terug te vinden door de offerte aan te klikken en hieronder de verschillende pakketten uit te vouwen.

Werkel Project	Quota ID	Quota Ref	Item Date	Expired Date
🔍 food	🔍	🔍	🔍	🔍
FoodLabs Test doorlopend	2022-15	Doorlopende offerte	15-5-2022	

Package Ref	Package Name	Qty	Unit Price	Package Price	Name of Package
-	Pakket 1	929			

Testcode	Test Naam	Test Prijs	Naam van Test
0	Monstervoorbehandeling Chemie	€	
726	Voorbehandeling microbiologie (DIO 4887)	€	
730	Kweek analyse milt	€	
731	Aerob mesofiel kermeter: 30 °C (gelokaliseerd aan ISO 4833)	€	
760	Enterobacteriaceae 37 °C (gelijkw. NEN-ISO 21538-2; niet bevestigd)	€	

Pagina 1 van 1 (2 items)

Bijlage I

Client	
Client	Bedijfsnaam
Created by	Persoon die de order aanmaakt
Order information	
Status	Draft → Concept (Niet opgeslagen) Stored → Opgeslagen opdracht Submitted → Opdracht bij het laboratorium ingediend. Accepted → Door het laboratorium geaccepteerd
Norm	Klant specifieke normen kunnen hier gekozen worden.
Sample	
Sample description	Omschrijving van het monster
Your project ref	PO-nummer van de opdracht
Item number	PO-item nummer
Your project notes	Uitgebreidere omschrijving voor het PO-nummer. PO Details.
Nutrilab Project	Offerte die de basis is voor de opdracht.
Sector	Pulldown menu met verschillende sectoren waarin het monster kan vallen.
Category	Pulldown menu met verschillende categorieën waarin het monster kan vallen.
Material	Pulldown menu met verschillende materialen waaronder het monster kan vallen.
Aspect	Pulldown menu met verschillende aspecten waaronder het monster kan vallen.
Priority	Hier kan aangegeven worden of dit een spoed monster betreft. Vraag bij spoed altijd een case aan via onze service afdeling.
Report link	Wanneer een order gekoppeld dient te worden aan een eerder ontvangen order.
Notes on report	Notities die op de rapportage worden geplaatst
Notes	Notities bestemd voor het laboratorium. Deze worden niet op de rapportage geplaatst.
PDF copies to	e-mail adressen waar de order tevens naar toe gestuurd dient te worden. (Indien een e-mail adres niet bekend is bij Nutrilab)
Report language	Taal van de rapportage (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Client product code	Product code
Sector product code	Code meegegeven vanuit de sector
Label code	
Sample date	Monstername datum
Sample time	Monstername tijd
Sampled by	Bemonsterd door
Sampling location	Bemonsteringslocatie
Production date	Productiedatum
Expiry date	Uiterste houdbaarheidsdatum
Batch number	Batch nummer van productie
Lot quantity (kg)	Batch grootte
Seal number	Indien het monster geseald wordt aangeleverd en hierop een nummer aanwezig is.
Package (of sample)	In welke verpakking wordt het monster aangeleverd
Transport	Op welke manier wordt het monster aangeleverd bij het laboratorium
Temp. (of sample)	Onder welke conditie wordt het monster aangeleverd bij het laboratorium.

Cost location	Kostenplaats
Trade	
Vessel	Schip/boot met de lading
Buyer	Koper van het product
Truck Number	Vrachtwagen nummer
Discharged	Vrijgegeven door
Barge	Binnenschip
Producer	Producent
Supplier	Leverancier
Microbiology	
Perishability	Bederfelijkheid
Expiry test	Houdbaarheidstest. Kies ja of nee. Wanneer ja wordt gekozen dan kunt u de datum waarop de test ingezet dient te worden invullen.
Storage temperature	Bewaar temperatuur
Safety Information	
Safety Code	Bevat het monster gevaarlijke stoffen?